

Durchleuchtungsanlagen von Raymed bewähren sich täglich in gastroenterologischen Praxen und Abteilungen von Spitälern.

Rundum Zugang zum Patienten. Die Schwimmende Tischplatte bietet mehr Bedienungskomfort als C-Bogen-Lösungen.



Durchleuchtungsanlagen von Raymed für die Gastroenterologie sind in vielen Spitälern und Praxen in der Schweiz im Einsatz.

Die optimal auf die Bedürfnisse der Gastroenterologie ausgerichteten Anlagen bieten gegenüber C-Bogen-Lösungen einen wesentlich grösseren Bedienungskomfort.

Die Röntgenröhre ist an der Decke montiert, der höhenverstellbare Tisch mit integriertem Bildverstärkersystem ist rundum frei zugänglich und durch die schwimmende Lagerung des Tischblattes mit sehr wenig Kraftaufwand exakt zu positionieren.

Es bieten sich diverse Möglichkeiten für die Monitorbefestigung. Das System ist in 2 Versionen erhältlich: als Standardmodell für die Kolonoskopie und als Spezialvariante für ERCP-Anwendung.

