

Les installations de scopie de Raymed sont appréciées jours après jours dans les cabinets médicaux et dans les services des hôpitaux spécialisés en gastroentérologie.

Accessibilité du patient par tous les côtés. Le panneau flottant offre un meilleur confort d'utilisation que les solutions avec arceau en C.



Les équipements de radioscopie de Raymed dédiés à la gastroentérologie sont en exploitation dans de nombreux hôpitaux et cabinets médicaux suisses.

Ces équipements sont optimisés pour les applications en gastroentérologie et présentent un confort d'utilisation accru comparé aux solutions proposées par les arceaux en « C ».

Le tube RX est fixé au plafond par-dessus la table d'examen, cette table avec élévation motorisée et amplificateur de brillance intégré est accessible de tous les côtés et le patient se laisse très aisément positionner grâce au plateau flottant.

Les moniteurs peuvent être fixés de différentes façons, au mur ou au plafond selon les applications (colonoscopie ou ERCP).

