

Dornier
NAUTILUS

Revolutionäres Konzept mit beispielloser Flexibilität

**Der vielseitige Röntgenarbeitsplatz
für urologische Anwendungen**

Der Dornier Nautilus auf einen Blick: Vorteile und Möglichkeiten



Freier Zugang zum Behandlungstisch
C-Bogen in Parkposition, 90° schwenkbar

Zubehörregal
Drei Fächer für Zusatzsysteme mit integrierten Schnittstellen und Stromanschlüssen

80-kW-Hochfrequenzgenerator
Sofortige Bildauslösung ohne Verzögerung (LIH)

21-Zoll-Monitore
Flexible Monitore durch integrierten Tragarm

43 x 43 DFD mit SID-Hub
Vollständige Darstellung des Urogenitaltrakts auch mit dem FPD in Obertischposition

Motorisierte freistehende Liege
Vollständig röntgentransparent und ohne Blasenabschnitt; isozentrische und nicht-isozentrische Neigung in die Trendelenburg-Position

Urologische Anwendungen

- Perkutane endourologische Verfahren
- Transurethrale Verfahren
- Diagnostische urologische Verfahren
- Kontrastmitteluntersuchungen
- MCU (Miktionszystourethrogramm)
- Laparoskopische Verfahren
- Pädiatrische urologische Verfahren

Auch für Röntgenuntersuchungen in der Radioskopie, Radiografie und Diagnose für:

Gefäßchirurgie, interventionelle Gastroenterologie, endovaskuläre Anwendungen, einfache interventionelle Radiologie, Orthopädie, Implantation von Herzschrittmachern, Katheterisierungsverfahren, optionale digitale Subtraktionsangiografie (DSA), Traumatologie, angiografische Verfahren, elektrophysiologische Untersuchungen, Pädiatrie, respiratorische Endoskopie



360°-Zugang dank freistehendem OP-Tisch. Beispiellose Flexibilität durch zusätzliche Parkposition des C-Bogens



Hochauflösende Bildgebung aus **jedem diagnostisch wichtigen Winkel** dank flexiblem C-Bogen



Gesamtes Spektrum an C-Bogen- und Liegebewegungen, **unabhängig und synchronisiert** möglich




Breites Anwendungsspektrum (z. B. auch für die diagnostische Radiologie und Gastroenterologie)




Optimierter Strahlenschutz durch mögliche Positionierung der Röntgenröhre unter dem Tisch

Bewegungen von C-Bogen und Patiententisch




Bewegung synchronisiert oder unabhängig voneinander



Mögliche Positionen des C-Bogens




Horizontalposition des C-Bogens



Parkposition des C-Bogens

Vorteile beim Strahlenschutz



Untertischposition der Röntgenröhre

REPRÄSENTANZ IN EUROPA

Dornier MedTech Europe GmbH

Argelsrieder Feld 7
DE-82234 Weßling
Deutschland
T: +49 8153 888173
E: infoeurope@dornier.com

VERTRIEB SCHWEIZ

Raymed Imaging AG

Grenzstrasse 1a
CH-6214 Schenken
Schweiz
T: +41 58 433 03 03
E: info@raymed.com

