

Schuttmittel für Patienten und Personal für Durchleuchtung nach Röntgenverordnung Art. 24 und Anhang 2

Art. 24 Schutzausrüstungen und Schuttmittel

- 1 Personen, die sich beim Betrieb von Röntgenanlagen im Röntgenraum in der Nähe der Patientin oder des Patienten oder des Tieres aufhalten müssen, sind durch geeignete Massnahmen zu schützen, in bestimmten Fällen mittels Verwendung von fahrbaren oder festmontierten Schutzausrüstungen.
- 2 Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber muss adäquate Schuttmittel in ausreichender Anzahl zur Verfügung stellen. Mindestens müssen die Schuttmittel nach Anhang 2 vorhanden sein. Der Betrieb muss die sinnvolle Verwendung der Schuttmittel intern regeln.
- 3 Für Röntgensysteme zur Positionskontrolle, Planung und Simulation in der Strahlentherapie gelten die Anforderungen nach Absatz 2 nicht.
- 4 Die Schuttmittel müssen gemäss Herstellerangaben sachgerecht gelagert und gereinigt werden. Sie müssen mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden.

Anhang 2

Als Minimalausrüstung an Mitteln zum Schutz von Patientin oder Patient, Personal und Dritten gilt:

a. in der Humanmedizin:

1. Strahlenschutzschürze, Bleiäquivalent mindestens 0,25 mm, zum Schutz des Körpers von Patientin oder Patient, Personal und Dritten, vom Halsansatz bis mindestens 10 cm unterhalb des Knies,
2. Gonadenschutzschürze, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz der Patientin oder des Patienten in der Region der Gonaden, von der Gürtellinie bis mindestens 10 cm unterhalb der Gonaden, für Untersuchungen, bei denen die Strahlenschutzschürze nicht verwendet werden kann,
3. Hoden- und Ovarienschutz, Bleiäquivalent mindestens 1 mm
4. Thyroidschutz und Bleiglasbrille, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz des Personals in der interventionellen Radiologie,
5. Thyroidschutz, Bleiäquivalent mindestens 0,5 mm, zum Schutz der Patientin oder des Patienten in der Computertomografie sowie zum Schutz des Personals bei interventionellen Untersuchungen in der Computertomografie

Artikel-Nr.	Beschrieb	Anzahl	Preis CHF, exkl. MwSt.	
300.00510	431 - LSW Mantelschürze X-light Small 0.35/0.25mm Pb, Schnappverschluss Small, Farbe nach Wahl		760.00	
300.00926	431 - LSW Mantelschürze X-light Medium 0.35/0.25mm Pb, Schnappverschluss Medium, Farbe nach Wahl		775.00	
230.00927	431 - LSW Mantelschürze X-light Large 0.35/0.25mm Pb, Schnappverschluss Large, Farbe nach Wahl		783.00	
230.00068	440 - ASB Halbschürze / 0.5mm Pb. mit Gurt und Schnappverschluss, 30 x 30cm Farbe nach Wahl		112.00	
230.00069	440 - ASB Halbschürze / 0.5mm Pb. mit Gurt und Schnappverschluss, 40 x 30cm Farbe nach Wahl		118.00	
230.00070	440 - ASB Halbschürze / 0.5mm Pb. mit Gurt und Schnappverschluss, 60 x 60cm Farbe nach Wahl		179.00	
300.00929	538 - Jupe / 0.35mm Pb. Small mit Gurt und Schnappverschluss, 95 x 60cm Farbe nach Wahl		385.00	
230.00076	538 - Jupe / 0.35mm Pb. Medium mit Gurt und Schnappverschluss, 105 x 60cm Farbe nach Wahl		393.00	
300.00498	538 - Jupe / 0.35mm Pb. Large mit Gurt und Schnappverschluss, 110 x 60cm Farbe nach Wahl		398.00	
230.00029	Thyreoidschutz ST 0.5PB (Lymphdrüsen)		123.20	
230.00081	Strahlenschutzbrille PERSOL Bleiwert 0.75mm Pb Mit Seitenschutz 0.5mm Pb		332.00	
230.00036	Kleiderbügel für Bleischürze		24.00	
TOTAL			CHF	
Alle Preise exkl. MwSt. & Versandkosten, Lieferung nach Vereinbarung, Zahlung 30 Tage netto, Preise gültig bis 31.12.2020				

Farbauswahl Material „Nylon“:

104	petrol
106	dunkelblau/bleu foncé/dark blue
108	blau/bleu/blue
110	dunkelrot/rouge foncé/dark red
112	türkis/turquoise/turquoise

Farbauswahl Material „Magic“:

204	petrol
208	blau/bleu/blue
209	braunrot/brunrouge/brownred
211	bordeaux/bordeaux/burgundy
213	violett/violet/violet
216	grau/gris/grey
217	olive
218	eisblau/bleu glacé/iceblue

Praxis: _____

Adresse: _____

PLZ/Ort: _____

E-Mail: _____

Datum/Ort: _____

Stempel/Unterschrift: _____